

# Parent / Guardian Caution

Instructions for Safeguarding Your Child's New Crowns



Dear Parent or Guardian,

With your consent, one or more of your child's teeth have been restored with NuSmile® Pediatric Crowns. CAUTION!! Crowns can be susceptible to becoming dislodged or to fracture when subjected to extreme conditions and certain types of habits including eating or chewing on hard objects such as toys or hard candy; and/or in the case of traumatic injury.

If your child has a habit of chewing on hard objects such as toys, car keys or anything which might place unusual stress on the teeth, please discontinue this habit. Please avoid giving your child sticky or very hard foods such as candy, hard bread or ice as these may dislodge or cause damage to the crown. Safeguard as possible against any trauma or hard blows to the teeth.

I understand that neither this office nor the manufacturer extends a warranty against breakage of the cosmetic facings or ceramic structure of these crowns. However, in the event of the crown becoming dislodged or fractured within \_\_\_\_\_ ( ) days of placement, our office will replace or repair the cosmetic crown(s) at no charge. After \_\_\_\_\_ ( ) days, there will be a replacement or repair charge which will not be covered by insurance.

_____	_____/_____/_____ Date of Birth
Child's Name	Date of Birth
<input checked="" type="checkbox"/> _____	_____
Parent / Guardian Signature	Date
<input checked="" type="checkbox"/> _____	_____
Dentist or Staff Member	Date



*Restore with confidence*



# Padre / Tutor Legal Precaución

Instrucciones de Precaución para Proteger Coronas Nuevas de su Hijo(a)



Estimado Padre o Tutor Legal,

Con su consentimiento, uno o más de los dientes de su hijo(a) han sido restaurados con Coronas Pediátricas NuSmile®. PRECAUCIÓN! Las coronas pueden ser susceptibles a desalojamiento o fracturas cuando se someten a condiciones extremas y ciertos tipos de hábitos tales como el comer o masticar objetos como juguetes o caramelos duros y / o en el caso de una lesión traumática.

Si su hijo(a) tiene un hábito de masticar objetos duros como juguetes, llaves del coche o cualquier cosa que pueda ocasionar una tensión inusual en los dientes, ponga fin a esta costumbre. Por favor evite darle a su hijo(a) alimentos pegajosos o muy duros como dulces, pan duro o hielo ya que pueden desprender o causar daño a la corona. Como medida preventiva, trate de evitar cualquier trauma o golpes fuertes a los dientes.

Entiendo que ni esta oficina, ni el fabricante extienden una garantía contra rotura de los revestimientos cosméticos o estructura cerámica de estas coronas. Sin embargo, en el caso de que la corona sea desalojado o fracturada en \_\_\_\_\_ (\_\_) días de la colocación, nuestra oficina reemplazara o reparara la corona cosmética (s) sin cargo. Después de \_\_\_\_\_ (\_\_) días, habrá un cargo de reemplazamiento o reparación que no serán cubiertos por el seguro.

_____	_____/_____/_____
Nombre del Paciente	Fecha de Nacimiento
<input checked="" type="checkbox"/> _____	_____
Firma de Padre / Tutor Legal	Fecha
<input checked="" type="checkbox"/> _____	_____
Dentista o Miembro del Personal	Fecha



Restore with confidence

